

| HIDROGEL | Dailies Aqua | Dailies Aqua Tórico | Dailies Aqua Multifocal | FreshLook | ComfortVue | ComfortVue Plus |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Fabricación | Moldeado. Tecnología Lightstream | Moldeado. Tecnología Lightstream | Moldeado. Tecnología Lightstream | Moldeado húmedo | Moldeado | Moldeado |
| Diseño | Esférico | Superficie posterior tórica. Marcas a las 3 y 9 del reloj. | Diseño de centro para cerca con suave progresión de poderes | Superficie posterior esférica y superficie anterior lenticular esférica | Asférico. Visión HD. | Asférico. Incorpora Hialuronato de Sodio en la matriz del lente. |
| Material | Nelfilcon A | Nelfilcon A | Nelfilcon A | Phemfilcon A | Methafilcon A | Bioxifilcon B |
| Tinte de Visibilidad | Azul | Azul | Azul | Paleta de 12 colores | Azul | Azul |
| Transmisibilidad de O2 (Dk/t) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| Modalidad de uso | Diario | Diario | Diario | Diario/ Ocasional | Diario | Diario |
| Reemplazo | Diario | Diario | Diario | Mensual | Mensual | Mensual |
| Contenido de Agua | 69% | 69% | 69% | 55% | 55% | 55% |
| Presentación | Caja x 30 | Caja x 30 | Caja x 30 | Caja x 2 | Caja x 6 y x 3 | Caja x 6 |
| Parámetros | +0.50 a +6.00 (0.25) -0.50 a -6.00 (0.25) -6.50 a -10.00 (0.50) | +0.25 a +4.00 (0.25) -0.00 a -6.00 (0.25) -6.50 a -8.00 (0.50) Cil -0.75, -1.25, -1.75 Ejes 10º, 20º, 70º, 80º, 90º, 100º, 110º, 160º, 170, y 180º | +6.00 a -10.00 (0.25) Adiciones LO, MED, HI | +0.25 a +2.00 (0.25) +2.00 a +6.00 (0.50) -0.00 a -6.00 (0.25) -6.50 a -8.00 (0.50) | +0.25 a +6.00 (0.25) +6.50 a +12.00 (0.50) -0.00 a -6.00 (0.25) -6.50 a -20.00 (0.50) | +0.25 a +6.00 (0.25) +6.50 a +10.00 (0.50) -0.00 a -6.00 (0.25) -6.50 a -15.00 (0.50) |
| Espesor Central (-3.00D) (mm) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Diámetro (mm) | 14.0 | 14.4 | 14.0 | 14.5 | 14.2 | 14.2 |
| Curva Base (mm) | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| Zona Óptica (mm) | | | | 5.00 | | |
| Control UV A y UVB | | | | | Si | Si |